

**Nome e indirizzo del produttore**

Falco Linsen AG
 Talackerstrasse 14
 CH-8274 Tägerwilen
 +41 71 666 70 40
 Svizzera

CE 0483

Sono riservati tutti i diritti. Senza la preventiva autorizzazione scritta del produttore, il presente documento non può essere riprodotto, trasmesso, distribuito, modificato, riassunto o tradotto in un'altra lingua né a livello grafico, elettronico o meccanico, né in particolare sotto forma di fotocopie, riprese, memorizzazione ed elaborazione di informazioni nei sistemi. Non sono ammesse copie del software di sistema.

Copyright © 2020 Falco Linsen AG. Sono riservati tutti i diritti.





IMPORTANTE: Prima di utilizzare uno dei prodotti, si prega di leggere per intero le istruzioni per l'uso.

Sommario

- 1 Scopo
- 2 Misure precauzionali per l'uso
- 3 Varie

Simboli utilizzati:

Simbolo:	Spiegazione:
	Simbolo per «Leggere le istruzioni per l'uso»
	Simbolo per «Attenzione»

I simboli sono tratti dalla norma EN ISO 15223-1:2017.



Le vostre lenti a contatto comprendono un disegno dell'iride individuale e lavorato a mano. Vogliate osservare i seguenti punti complementari relativi alle istruzioni per l'uso allegate.

1 Scopo

Indicazioni:

ristabilimento di parti difettose dei bulbi oculari

- Iride in caso di coloboma dell'iride, di midriasi congenita o traumatica, di albinismo
- Lente per l'iride in caso di cornea opaca

Indicazioni cosmetiche:

- coprire iridi rovinata da infortuni o malattia

2 Misure precauzionali per l'uso

- Prima di muoversi nel traffico stradale con le vostre lenti a contatto con disegno dell'iride, l'ottico diplomato, l'optometrista o l'oculista deve verificare l'idoneità alla circolazione (effetto del diaframma).
- In caso di sensazione di corpo estraneo, irritazione, arrossamento dell'occhio e/o lacrimazione eccessiva vogliate tener conto dell'avvertenza al capitolo 7.1 delle istruzioni per l'uso.
- Non utilizzate detergenti intensivi, in quanto il disegno dell'iride potrebbe diventare opaco.

3 Varie

Ogni disegno dell'iride è un unicum. La struttura e il colore sono soggetti a leggere variazioni a seguito della lavorazione manuale individuale.

Per un'illustrazione ingrandita, vi consigliamo la versione digitale sul nostro sito internet.

Per migliorare la leggibilità, si è rinunciato a utilizzare contemporaneamente la forma femminile e quella maschile. Tutte le definizioni di persone valgono per entrambi i sessi.

Stato: 2020-02-15, versione 3