

**Nom et adresse du fabricant**

Falco Linsen AG
 Talackerstrasse 14
 CH-8274 Tägerwilen
 +41 71 666 70 40
 Suisse



Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, communiqué, transposé, diffusé, modifié, récapitulé ou traduit dans une autre langue, que ce soit de manière graphique, électronique ou mécanique, y compris et en particulier sous la forme de photocopies, d'enregistrements, d'enregistrement et de traitement d'informations dans des systèmes, sans l'accord écrit préalable du fabricant. Toute copie du logiciel système est interdite.

Copyright © 2020 Falco Linsen AG. Tous droits réservés.





IMPORTANT: Veuillez lire la notice d'utilisation dans son intégralité avant d'utiliser l'un des produits.

Table des matières

- 1 Usage prévu
- 2 Mesures de précaution pour l'utilisation
- 3 Divers

Symboles utilisés:

Symbolo:	Explication:
	Lire la notice d'utilisation
	Attention

Symboles de la norme
 EN ISO 15223-1:2017.



Votre lentille de contact présente un iris peint individuel, fait à la main. Veuillez observer les points suivants en plus de la notice d'utilisation jointe.

1 Usage prévu

Indications:

Rétablissement de segments défectueux de l'oeil:

- Iris en cas de colobome irien, de mydriase congénitale ou traumatique, d'albinisme
- Lentille d'iris en cas de voile cornéen

Indications cosmétiques:

- Couvrir l'iris déformé par un accident ou une maladie

2 Mesures de précaution pour l'utilisation

- Avant de circuler avec votre lentille de contact avec iris peint, le praticien (opticien diplômé, optométriste, ophtalmologiste) doit vérifier votre aptitude à la conduite (effet de trou sténopéïque).
- En cas de sensation de corps étranger, d'irritation, de rougissement de l'oeil et/ou de flux lacrymal excessif, suivez les conseils du chapitre 7.1 de la notice d'utilisation.
- N'utilisez pas de nettoyeur fort, car l'iris peint pourrait devenir mat.

3 Divers

Chaque iris peint est une pièce unique. La structure et la coloration sont soumises à de légères variations du fait de la fabrication à la main.

Pour une vue agrandie de la police d'écriture, nous recommandons la version numérique sur notre site internet.

Dans un souci de meilleure lisibilité, nous avons renoncé à utiliser la marque simultanée des formes masculines et féminines. Toutes les désignations de personnes s'appliquent aux deux sexes.

Document version: 2020-02-15, version 3