

Futuro GP All in One

Kombilösung zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren und Aufsetzen. Für formstabile und gasdurchlässige Kontaktlinsen.

Zusammensetzung:

Wirksame Substanz: Polysorbat 80, Hypromellose
Konservierungsmittel: PHMB 0,0002%

Gebrauchsanweisung:

Die Flasche wird durch Drehen des Verschlusses entsiegelt. Die Linsen sofort nach dem Herausnehmen mit ungefähr 8 Tropfen Futuro GP All in One reinigen. Die Reinigung erfolgt, indem die Linsen in der Handfläche mit dem Zeigefinger der anderen Hand 30 Sekunden leicht massiert werden. Zur Desinfektion werden die Linsen mindestens 6 Stunden im Linsenbehälter, der mit frischer Futuro GP All in One gefüllt wurde, aufbewahrt. Nach der Desinfektion können mit die mit Futuro GP All in One angefeuchteten Linsen sofort aufgesetzt werden. Verunreinigungen vermeiden. Öffnung nicht berühren. Flasche nach Gebrauch sofort verschliessen.

Sonstige Anweisungen:

Werden die Linsen länger als 30 Tage in der Lösung aufbewahrt, müssen die Linsen nochmals gereinigt und desinfiziert werden.

Warnhinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Aufbewahrungstemperatur 4°C bis 25°C.
Bei Irritationen sofort einen Arzt oder den Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen.
Der versiegelte Verschluss der Flasche muss unbeschädigt sein.
Nach Öffnen der Flasche die Lösung innerhalb von 4 Monaten verwenden.

Futuro GP All in One

Solution multifonctionnelle pour le nettoyage, la désinfection, la conservation et la pose. Pour les lentilles de contact rigides et perméables aux gaz.

Composition:

Substance active: polysorbate 80, Hypromellose
Conservateur: PHMB 0,0002%

Mode d'emploi:

Le sceau de garantie sera rompu en tournant le bouchon. Retirer la lentille de l'œil et nettoyer celle-ci dans la paume avec 8 gouttes de Futuro GP All in One en la massant doucement avec l'index de l'autre main pendant 30 secondes. Pour désinfecter les lentilles, placez-les dans leur l'étui rempli de solution de Futuro GP All in One fraîche pendant 6 heures au minimum. Après la désinfection, vous pouvez poser les lentilles directement sur l'œil. Ne pas toucher le compte-goutte afin d'éviter d'altérer la solution. Bien refermer le flacon après l'usage.

Indications supplémentaires :

Si la conservation dépasse 30 jours, les lentilles doivent être à nouveau nettoyées et désinfectées.

Précautions :

À garder hors de portée des enfants.
À conserver entre 4°C et 25°C.
En cas d'irritation, cessez l'utilisation et consultez votre médecin ou votre spécialiste en lentilles de contact.
Contrôlez si le sceau de garantie est intact.
La solution se conserve jusqu'à 4 mois après l'ouverture du flacon.

Futuro GP All in One

Soluzione multifunzionale per detergere, disinfettare, conservare ed inserire. Per lenti a contatto rigide e gas permeabili.

Composizione:

Principi attivi: polisorbato 80, ipromellosio
Conservante: PHMB 0,0002%

Istruzioni per l'uso:

Aprire il flacone girando il tappo a sinistra per rompere il sigillo di garanzia. Dopo aver rimosso la lente, porta sul palmo di una mano aggiungendo almeno 8 gocce per lato di Futuro GP All in One massaggiandola con l'indice dell'altra mano per 30 secondi. Per disinfettare le lenti, riportele nel contenitore portalenti e riempirlo con soluzione Futuro GP All in One fresca e lasciar agire per almeno 6 ore. Una volta disinfettate, le lenti possono essere indossate immediatamente. Non toccare il tappo contagocce del flacone, per evitare di contaminare la soluzione. Assicurarsi sempre di aver chiuso correttamente il flacone dopo l'utilizzo.

Altre istruzioni:

Dopo un lungo periodo di conservazione, (oltre 30 giorni) le lenti devono essere di nuovo pulite e disinfettate prima di essere indossate.

Precauzioni:

Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Conservare i prodotti per lenti a contatto tra i 4°C e i 25°C.
In caso d'irritazione degli occhi, interrompere l'utilizzo e consultare immediatamente il medico o il contattologo.
Controllare sempre l'integrità del sigillo di garanzia prima di utilizzare il prodotto.
Non utilizzare dopo 4 mesi dopo l'apertura.

STERILE**CE** 0344**Hergestellt für / Fabriqué pour / Fabbricata per:****Conil AG**
CH-8500 FrauenfeldHersteller / Producteur / Produttore:
Barnaix Healthcare B.V.
NL-5406 XP Uden01REF1217
09/2014