

**Nazwa i adres producenta**

Falco Linsen AG  
 Talackerstrasse 14  
 CH-8274 Tägerwilen  
 +41 71 666 70 40  
 Szwajcaria



Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, przekazywana, przenoszona, rozpowszechniana, zmieniana, streszczana ani tłumaczona na inny język w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób, graficzny, elektroniczny lub mechaniczny, w szczególności poprzez fotokopiowanie, zapisywanie lub przechowywanie i przetwarzanie danych w systemach bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. Kopiowanie oprogramowania systemowego jest niedozwolone.

Copyright © 2020 Falco Linsen AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.



**WAŻNE:** Przed zastosowaniem jednego z produktów należy przeczytać całą instrukcję użytkowania.

**Spis treści**

- 1 Przeznaczenie
- 2 Środki ostrożności w zastosowaniu
- 3 Informacje dodatkowe

**Zastosowane symbole:**

Symbol:	Objaśnienie:
	Symbol oznaczający „Przeczytać instrukcję użytkowania“
	Symbol oznaczający „Uwaga“

Symbole pochodzą z  
 EN ISO 15223-1:2017.



Soczewka kontaktowa ma indywidualny, ręcznie wytworzony kolor tęczówki. Należy przestrzegać następujących uzupełniających punktów do załączonej instrukcji użytkowania.

# 1 Przeznaczenie

## Wskazania:

Odtworzenie uszkodzonych odcinków gałki ocznej

- tęczówki w przypadku rozszczepu tęczówki lub wrodzonego lub nabytego w wyniku traumy mydriasis, albinizmu
- soczewki tęczówki w przypadku mętej rogówki

Wskazania kosmetyczne:

- Pokrycie tęczówki zniekształconej w wyniku choroby lub wypadku

## 2 Środki ostrożności w zastosowaniu

- Przed zastosowaniem soczewki kontaktowej z kolorową tęczówką podczas uczestniczenia w ruchu drogowym osoba dopasowująca soczewki (dyplomowany optyk, optometrysta, lekarz okulista) musi sprawdzić zdolność do uczestnictwa w ruchu drogowym (efekt przesłony).
- W przypadku uczucia obecności ciała obcego, podrażnienia, zaczerwieniona oka lub nadmiernego łzawienia proszę przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji użytkowania w rozdziale 7.1.
- Proszę nie stosować intensywnych płynów czyszczących, ponieważ kolor tęczówki może stać się matowy.

## 3 Informacje dodatkowe

Każdy kolor tęczówki jest unikatowy. W wyniku indywidualnego ręcznego wytwarzania struktura i kolory mogą się nieznacznie różnić.

Jeżeli niniejszy dokument jest dla Państwa nieczytelny z powodu wielkości druku, polecamy naszą elektroniczną wersję, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

Ze względu na lepszą czytelność rezygnuje się z jednoczesnego stosowania męskich i żeńskich form językowych. Wszelkie określenia osób obowiązują w jednakowym stopniu dla obojga płci.

Stan: 2020-02-15, wersja 3