

ALLES WAS ZUSAMMENGEHÖRT

Perfekte Kombinationen erkennt man sofort:



OPTIMUM
INFINITE

FALCO LINSEN
MIT OPTIMUM
INFINITE

falco-linsen.com


falco

EINE STARKE KOMBINATION.

Die seit Jahren eingesetzten Optimum Materialien werden um das neueste Optimum Infinite erweitert.

Den Entwicklern von Contamac Ltd ist es gelungen, ein hochgasdurchlässiges Material (Dk200) zu entwickeln, welches im Bereich der Benetzbarkeit und Oberflächenhärte gegenüber der bestehenden Optimum-Materialien in keiner Weise nachsteht.

Wettability - GP Materials



Versorgungen, bei denen auf ein Höchstmass an Sauerstoff geachtet werden muss, erweist sich das Optimum Infinite als besonders wertvolle Ergänzung zum Optimum Extreme-Material. Deshalb ist die Anwendung bei Sklerallinsen besonders hervorzuheben und bietet sich regelrecht an.

Das Optimum Infinite kann, wie alle anderen Optimum-Materialien, mit dem Tangible Hydra PEG kombiniert werden. Aktuell bieten wir das Material in den Farben Blau bis zu einem Linsendurchmesser von 12.5 mm und die weisse Farbe für grosse Linsendurchmesser bis 16.8 mm an.

Für weitere Informationen steht die Anpassberatung von Falco Linsen gerne zur Verfügung oder gehen Sie online unter <https://www.contamac.com/product/optimum-infinite> und auf die Materialübersicht unserer Website.

V1.0

falco