

FALCO KONTAKTLINSEN MATERIALLISTE

	Optimum Infinite	Optimum Extreme	Optimum Comfort	Boston XO	Boston EO	Boston ES	Paragon HDS	V18	F2
O2-Durchlässigkeit	xxxx	xxx	xx	xxx	xx	x	xx	x	xx
Spezifisches Gewicht	xx	xxx	xx	x	x	x	xxx	xxx	xx
Härte	x	x	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx
Trockenes Auge	xxx	xxx	xxx	-	x	xxx	xx	xxx	xx
lipidreicher Tränenfilm	xx	xx	xx	x	x	xx	x	xxx	xx
Proteinreicher Tränenfilm	xx	xx	xx	xx	xx	xxx	xx	x	xx

PRODUKTNAME	Zusammensetzung	DK-Wert ¹	UV-Filter	Benetzungswinkel [°]	Brechungsindex	Oberflächenhärte [Shore D]	Spezifisches Gewicht [g/cm ³]
Optimum Infinite	MMA + Si + F	200	✓	10 ²	1.438	80	1.200
Optimum Extrem	MMA + Si + F	125	✓	6 ²	1.433	77	1.155
Optimum Comfort	MMA + Si + F	65	✓	6 ²	1.437	78	1.178
Boston XO	MMA + Si + F	100	✓	49 ³	1.415	79	1.270
Boston EO	MMA + Si + F	58	✓	49 ³	1.429	83	1.230
Boston ES	MMA + Si + F	18	✓	52 ³	1.443	85	1.220
Paragon HDS	MMA + Si + F	58	✓	15 ³	1.449	84	1.160
V18	MMA + Si	18	✓	25 ³	1.475	79	1.120
F2	MMA + Si + F	50	✓	19 ³	1.450	82	1.190

¹ ISO / Fatt (SI Einheit) ² Tropfenmethode ³ Blasenmethode

PRODUKTNAME	Blau	Iceblau	Grün	Icegrün	Weiss	Lila	Rot	Grau
Optimum Infinite	✓				✓/*			
Optimum Extrem	✓	✓	✓		✓/*	✓	✓	✓
Optimum Comfort	✓	✓	✓					✓
Boston XO	✓	✓/*	✓		✓/*	✓	✓	
Boston EO	✓	✓	✓	✓				
Boston ES	✓	✓	✓		✓			✓
Paragon HDS	✓	✓	✓					
V18		✓		✓				
F2	✓	✓	✓					

* für Durchmesser ab 12.50 mm